

当院の多人数透析液供給装置


DAB-50NX

安全性

- ・薬液ライン・原液ラインの逆流検知機能
- ・本体とは独立したマイコンにより透析液濃度を常時監視
- ・予備流量計による水計量シリンダのバックアップ

清浄化

- ・配管のシンプル化
- ・送液ポンプのシールレス化



DAD-50NX

- ・薬剤を密閉回路内で衛生的に溶解するため、質の高い透析液原液の作製を実現します。
- ・薬剤ボトルをセットしておくだけで、ボトルの取り込みから、給水・ボトル開封・溶解・ボトル排出・洗浄消毒までを全て自動で行います。自動化することにより、さらなる清浄化と業務の省力化を実現しています。
- ・原液作製から洗浄・消毒までのスケジュールを、同一画面上で一元管理できます。

